

## STUHL auf OKKULTES BLUT: Anweisung für Probenvorbereitung SANGUE OCCULTO nelle FECI: istruzioni per la preparazione del campione

Vor Durchführung des Tests ist keine besondere Diät notwendig.  
*Non è necessario praticare alcuna particolare dieta prima del test.*

Den Test nicht während der Menstruation oder bei Hämorrhoiden durchführen.  
*Non eseguire il test durante il periodo mestruale, ne mentre si è affetti da emorroidi.*

Den Stuhl nicht mit Urin kontaminieren.  
*Non contaminare le feci con urine.*

Eine Lage Klopapier in die W.C.-Schale legen, um den Stuhl für die Entnahme darauf zu lagern.  
*Si consiglia di disporre uno strato di carta igienica all'interno del W.C. in modo da trattenere le feci per il prelievo.*


Die Anweisungsschritte 1, 2 und 3 genau befolgen.  
*Seguire attentamente le istruzioni 1, 2 e 3*

**NICHT EINNEHMEN.** Sollte die Flüssigkeit mit Augen, Mund oder Haut in Berührung kommen, sorgfältig mit Wasser spülen; im Bedarfsfall einen Arzt konsultieren.  
**NON INGERIRE.** *Qualora il liquido entri in contatto con occhi, bocca e pelle sciacquare accuratamente con acqua e, se necessario, consultare un medico.*

**1** Die GRÜNE Kappe vom Flakon abschrauben.  
*Svitare ed estrarre il tappo VERDE dal flacone.*

Auf die Etikette die nötigen Daten schreiben.  
*Scrivere sull'etichetta i dati richiesti.*

Name/Vorname, Geburtsdatum, Datum  
 Cognome/Nome, data di nascita, data




**2** Mit dem Stäbchen mehrmals horizontal und vertikal über den Stuhl streichen.  
*Strisciare l'asticella sopra le feci più volte in orizzontale e verticale.*



**3** Das Stäbchen wieder in den Flakon stecken, zudrehen und schütteln.  
*Reinserire l'asticella nel tubo, riavvitare ed agitare.*

Die Probe so schnell als möglich im Labor abgeben; bei verspäteter Abgabe ist der Flakon im Kühlschrank zu lagern (2-10 °C).  
*Consegnare il prelievo in laboratorio il più presto possibile; nel caso di ritardo nella consegna conservare il flacone in frigorifero (2-10 °C).*



Für weitere Informationen bitte folgende Telefonnummer anrufen:  
 Per qualsiasi informazione chiamare il seguente numero telefonico:  
 0474 581370