

## Anweisungen für Gewinnung/Transport von Untersuchungsmaterial

**Analyse:** kulturelle Untersuchung des Harns

**Untersuchungen (Annahme Kodex):** Harnkultur (1URO)

**Sammelsystem/  
Behälter:**

- Steriler Behälter
- Gelbes Röhrchen von 4 ml mit Konservierungsmittel (für Harnkultur)

(ev. auch Röhrchen von 10 ml für chemisch-physikalische Harnuntersuchung)

**Wo kann das Sammelssystem/der Behälter erhalten werden:**

- Externe Patienten: Probenabnahmestellen – Südtiroler Sanitätsbetrieb
- Abteilungen und Krankenhausambulatorien: Kodex Magazin 5060007 + 5115198 (+ ev. 5024693)
- **Wo kann die Harnprobe nach dem Sammeln abgegeben werden:** in jedem Abgabezentrum des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Für Öffnungszeiten siehe die Internetseite <https://www.asdaa.it/it/distretti-sanitari.asp>

**Wann:** so bald als möglich; falls erforderlich, kann das Probenmaterial im Kühlschrank für maximal 24 Stunden aufbewahrt werden (nicht einfrieren!).



- Nach sorgfältiger Hygiene in den Behälter urinieren (die Anweisungen des behandelnden Arztes befolgen), den Mittelstrahlharn sammeln (falls nicht andere Anweisungen gegeben werden) ohne die Innenseite des Behälters zu berühren.
- Den Behälter gut verschließen
- Die Etiketle abziehen und das Röhrchen in die Öffnung auf dem Deckel des Behälters einfügen.
- Das Röhrchen füllt sich (falls auch die physikalisch chemische Untersuchung angefordert wurde, das entsprechende 10 ml Röhrchen auffüllen).
- Den restlichen im Behälter verbleibenden Urin in die Toilette entleeren und den Behälter eliminieren.



**WICHTIG: für das Sammeln von Urin für andere Untersuchungen die spezifischen Behälter verwenden!**

**GESUNDHEITSBEZIRK  
BOZEN**  
*Krankenhaus Bozen*  
**Betriebliches Labor für Mikrobiologie und Virologie  
(LMV)**

Tel. 0471 439627

**COMPENSORIO SANITARIO DI  
BOLZANO**  
*Ospedale di Bolzano*  
**Laboratorio Aziendale di Microbiologia e Virologia  
(LMV)**

Fax 0471 435159